



DRENAJES

DVE*Plus*



Drenaje ventricular
externo



30
AÑOS

SALVANDO VIDAS

www.gruposilmag.com



BSI British Standards Institution
Quality Management System
Nº FM 664794
ISO 13485



DVEPlus, indicado para descomprimir los ventrículos cerebrales y drenar líquido cefalorraquídeo. Permite monitorear y controlar la presión intracraneal en pacientes con traumatismo craneoencefálico, hemorragias cerebrales u otras condiciones similares.




Catéter
100%
Silicona

PRINCIPALES VENTAJAS

- ✓ Válvula anti-retorno.
- ✓ Bolsa de recolección 800 ml. extra.
- ✓ Catéter 100% silicona radiopaca, multiperforado y con extremo distal cerrado.
- ✓ Conector con aleta para fijación por sutura.
- ✓ Abrazadera ajustable extra.
- ✓ Aleta anti-acodamiento, se ubica entre la corteza craneal y el cuero cabelludo.

COMPONENTES



Kit:

- (A) Regla graduada.
(B) Bureta rígida de 150 ml.
(C) Conector en "Y".
(D) Válvula anti-retorno.
(E) Aleta anti-acodamiento.
(F) Conector con aleta para fijación.
(G) Catéter multiperforado.
(H) Tunelizador de acero inoxidable.
(I) Bolsas de recolección de 800 ml.

Calibre	ØExterior(mm) X Ø Interior(mm)	Longitud(cm)	Código
9 Fr	3,00 x 1,75	30,00	130-09