



VÍAS
RESPIRATORIAS



www.gruposilmag.com



BSI British Standards Institution
Quality Management System
Nº FM 664794
ISO 13485

09/04/25 Rev.01



Si/Flow
Cánula de Alto Flujo





La terapia de alto flujo nasal (NHF) permite programar la FiO₂ y el flujo de oxígeno de manera independiente para adaptarlos a las necesidades del paciente reduciendo el esfuerzo inspiratorio y espiratorio.

Silflow, está diseñada para brindar soporte ventilatorio no invasivo, cuidando la piel del paciente y brindando mayor libertad de movimiento



Medida
240-ADS



Caudal Máximo

60L/min

Apto para pacientes

entre 30-50 Kg.

Separación de narinas

8,0 mm

Diámetro interno de narinas

3,7 mm

Medida
240-ADM



Caudal Máximo

60L/min

Apto para pacientes

entre 50-70 Kg.

Separación de narinas

9,3 mm

Diámetro interno de narinas

4,5 mm

Medida
240-ADL



Caudal Máximo

60L/min

Apto para pacientes

de más de 70kg

Separación de narinas

12,6 mm

Diámetro interno de narinas

5,1 mm