



Repelente
a fluidos



Antiestática



Filtro de
bacterias




Transpirable

BATA PEDIÁTRICA

Bata diseñada para niños con ribete redondo, tiras de sujeción en cuello y cintura. Elaborada en tela SMMS de última tecnología 100% polipropileno.



Amarres
de sujeción



Tela
SMMS

NO ESTÉRIL

Medidas en cm

Código	Color	Talla	Largo	Ancho
BP-002	Azul	Estándar	80	130
BP-045	Rosado			
BP-046	Morado			

Presentación x caja máster	Tamaño de caja máster (cm)
150 unidades	47 x 31 x 40 largo - ancho - alto