



VÍAS
RESPIRATORIAS

Junior



30
AÑOS

SALVANDO VIDAS

www.gruposilmag.com



BSI British Standards Institution
Quality Management System
Nº FM 664794
ISO 13485

Si/Flow

Cánula de Alto Flujo



El alto flujo nasal (NHF) es un método de soporte ventilatorio no invasivo, sencillo de implementar y de rápida respuesta.

Cosiste en aportar un flujo de oxígeno a través de una cánula nasal. Proporciona una gama de beneficios a lactantes y niños reduciendo el esfuerzo inspiratorio y espiratorio.

Si/Flow esta diseñada para los requisitos de oxigenoterapia de alto flujo y las características anatómicas de neonatos, lactantes y niños que estén recibiendo una terapia de alto flujo nasal (NHF).




✓ **Suave:** Producto 100% silicona. Posee bordes redondeados que no dañan al paciente.



✓ **Cómodo:** Proporciona libertad de movimiento. Su sistema de fijación permite una adaptación total a la anatomía del paciente



✓ **Práctico:** Conexiones compatibles con distintas marcas del mercado. Rápida identificación de medidas por color e iconografía.



Kit:
(A) Cánula alto flujo Si/flow Junior
(B) Apósito hidrocoloide
(C) Conector de 15 mm

Si/Flow Junior



Código	Talla	Paciente (kg)	Caudal máximo (l/min)	Ø externo narinas (mm)	Longitud de cánula (cm)	Color
240-XS-CE	XS	0,5 - 2,5	5	2,3	25	Celeste
240-S-CE	S	1-4	8	2,6	25	Rojo
240-M-CE	M	1-10	10	3,0	30	Amarillo
240-L-CE	L	3-20	20	3,5	35	Violeta
240-XL-CE	XL	5-30	25	4,0	40	Verde