



Repelente
a fluidos



Filtro de
bacterias




Permeable
al aire

Presentación x caja máster	Tamaño de caja máster (cm)
1800 unidades	47 x 43 x 51 largo - ancho - alto

GORRO DE CIRUJANO


Es un elemento imprescindible dentro del vestuario quirúrgico, ya que actúa como barrera de protección que evita la posibilidad de contacto entre el equipo médico, paciente y las zonas expuestas. Elaborada en tela SMMS de última tecnología 100% polipropileno.



Tela
SMMS



Tiras de
amarre



Tela
PP

CON FILTRO

Código	Color	Talla
GQH-001	Azul	Estándar

SIN FILTRO

Código	Color	Talla
GQH-002	Azul	Estándar