



PAQUETE BIOPSIA

REF: EQE – 005

Letra	Descripción	Especificación
A.	1 Cubre mesa de instrumentos	240 x 160 cm
B.	1 Toalla absorbente	60 x 40 cm
C.	1 Bata de cirujano reforzada nivel 3 AAMI	
D.	1 Indicador químico de esterilización	
E.	1 Campo operatorio	180 x 100 cm

Presentación x caja máster	Tamaño de caja máster (cm)
12 unidades	47 x 31 x 40 largo - ancho - alto

