

PAQUETE CESÁREA

REF: EQE - 049

Letra	Descripción	Especificación
A.	1 Cubre mesa de instrumentos	240 x 160 cm
B.	3 Toallas absorbentes	60 x 40 cm
C.	2 Batas de cirujano nivel 2 AAMI	
D.	1 Envoltura	150 x 150 cm
E.	1 Indicador químico de esterilización	
F.	1 Cubre mesa mayo	150 x 65 cm
G.	1 Bata de cirujano reforzado nivel 3 AAMI	
H.	4 Campos con cinta adhesiva	80 x 80 cm
I.	2 Sábanas	200 x 160 cm
J.	1 Campo operatorio	240 x 150 cm
K.	1 Bolsa para sutura con cinta adhesiva	21 x 17 cm
L.	1 Clamp umbilical	
M.	1 Brazaletes de identificación de madre	
N.	2 Brazaletes de identificación infantiles	
O.	1 Funda para placenta	

Presentación x caja máster	Tamaño de caja máster (cm)
4 unidades	47 x 31 x 40 largo - ancho - alto

