

Bi-Valve®

Llave de 3 vías
Gs-3040

- Grifo de tres vías de cierre son adecuados para uso durante la infusión a presión y para controlar la presión sanguínea.
- Fabricado en policarbonato grado médico, transparente, libre de **DEHP** y resistente a roturas y fugas.
- Mango de tres brazos, fácil de operar con rotación de 360°.
- Volumen residual mínimo, Construcción rígida con canal de flujo circular impide la incidencia de la trampa de aire.
- Equipado con dos puertos de cierre luer hembra y un puerto bloqueo Luer macho con bloqueo giratorio para la conexión segura a otro dispositivo.
- Equipado con tapas de seguridad en cada extremo.
- Estéril, envasado individualmente en empaques secundario de polipropileno y base de papel grado medico.
- Empaque Primario: Caja de 50/ caja maestra de 1000.

Especificaciones

Vol. Residual	Presión
≤ 0.20 ml	5 Bar