

Tubo de Alimentación Infantil

(Tubo de alimentación)



Tubo de alimentación infantil GS-4008

- Adecuado para recién nacidos y la alimentación nutricional pediátrica.
- Extremo distal redondeado con dos orificios laterales.
- Extremo proximal equipado con montura luer hembra para facilitar la conexión a la alimentación de embudo o una jeringa.
- El tubo está marcado a los 20 cm. de la punta.
- Tubería de baja fricción y punta muy suave asegura intubación libre trauma.
- Línea Radio opaca se ofrece en toda su longitud.
- Fabricado de grado médico P.V.C.
- Envasados en empaques de fácil abertura.
- Estéril, listo para su uso.
- Tamaños ver tabla.
- Caja de 100/ Caja maestra de 2000.

Especificaciones

Tamaño en FG.	Color
4	Claro
5	Gris
6	Verde
7	Claro
8	Azul
9	Naranja
10	Negro
Longitud Efectiva	Longitud Total
50 cm	52 cm
38 cm	40 cm