




Klik Clamp® GS-5084

- Adecuado para sujetar el cordón umbilical del recién nacido, inmediatamente después del nacimiento.
- Se suministra con cerradura de seguridad de doble propósito "click" para indicar el cierre correcto.
- El agarre de dedo garantiza un manejo seguro y conveniente, especialmente cuando los guantes están mojados.
- Provisto de ranuras a lo largo de la longitud para evitar el deslizamiento del cordón umbilical y retenerlo en la misma posición.
- Fabricado con polímero no tóxico de grado médico.
- Se suministra en color azul. Otros colores disponibles bajo demanda.
- Individualmente empacado con abertura rápida.
- Estéril, listo para su uso.
- Caja de 100/ Caja maestra de 4000.

Pinzas (Clamps)



Cath Clamp GS-1014

- Pinza Cath es adecuado para la sujeción de cualquier catéter o tubo hecho de polímero flexible entre 2 mm a 8 mm de diámetro.
- Se suministra con bloqueo "clic", que es fácil de abrir cuando sea necesario.
- El agarre de dedo garantiza un manejo seguro y conveniente, especialmente cuando los guantes están mojados.
- Fabricado con polímero no tóxico de grado médico.
- Se suministra en color verde, otros colores disponibles bajo demanda
- No estéril, caja de 100. / Caja maestra de 2000.