



Electrodos ECG

Electrodos de ECG GS-9045

- Electrodo desechables de ECG, tipo de espuma blanca, complemento centrado en columna con gel conductor sólido que asegura una calidad de transmisión.
- El electrodo está diseñado para condiciones donde la adherencia es difícil, tales como la monitorización del paciente con Holter o en cualquier lugar, donde la humedad excesiva puede ser un problema. Por ejemplo - prueba de esfuerzo, UCI / ICCU, quirófano, sala de recuperación, rehabilitación cardíaca, etc.
- Los electrodos de ECG con gel sólido eliminar el desorden de geles líquidos, mientras que todavía ofrece baja impedancia.
- Nuestro gel sólido patentado mantiene el contenido acuoso en una formulación de hidrogel polimerizado para mantener un buen contacto con el cuerpo y facilidad de fijación.
- No irritante, no sensibilizante y no citotóxico para la piel.
- Adhesivo fuerte de grado médico.
- Aumento del revestimiento de espuma por mm cuadrado de adhesivo, maximiza adherencia en condiciones diaforéticas y el estrés.
- Proporciona una sensación suave y cómoda.
- Hipo alérgico, libre de látex, no irritantes, electrodos desechables, cumple y excede todas las especificaciones de rendimiento AAMI.
- Por bolsa 60 Pcs. /10 bolsas por caja / Caja maestra en 7200.

Especificaciones

Tamaño	H x W
Estandar	45 x 42 mm