



Protector de cama Dignity® Matthey

Matthey™ GS-8414

- Cojines desechables que ofrecen una protección superior del colchón sin sacrificar la comodidad.
- Se suministra con un adhesivo de silicona de liberación automática que se adhiere a la superficie, asegurando una correcta fijación.
- Una lámina superior suave similar a un paño que es suave contra la piel y mantiene la superficie seca.
- La lámina posterior de polietileno similar a la tela de resistencia superior evita las fugas de líquido y mantiene el colchón limpio durante el uso.
- El centro lleno de tejido altamente absorbente en la almohadilla lo mantiene intacto y retiene el líquido de inmediato, lo que brinda una protección completa y una sensación de sequedad.
- El núcleo absorbente hecho de polipropileno súper absorbente se distribuye uniformemente por todo el núcleo para mejorar el manejo del fluido.
- El patrón acolchado único ayuda a una distribución uniforme del líquido acumulado y asegura una rápida absorción.



- 1 Hoja superior**
Paño comodo y suave
- 2 Hoja de Espalda de Polietileno**
Previene fugas
- 3 Tejido de Celulosa**
Mejor integridad del núcleo
- 4 Núcleo super absorbente de Polipropileno**
Alta absorbencia
- 5 Cinta de silicona**
Previene el movimiento de la almohadilla
- 6 Capa no tejida anti bacteriana**
Protectores de piel para prevenir irritaciones
- 7 Cubierta externa impermeable**
Previene fugas

Especificaciones

Tamaños	Paquete
60 x 90 cm	10 pcs.
60 x 60 cm	20 pcs.
60 x 40 cm	25 pcs.