


# Introducctor pelable (estándar/silflash)

Cód. 651


Aguja de polímero con guía metálica biselada y camisa transparente pelable. Diseñada para pacientes que requieren colocación de catéteres por vías periféricas.

- Versión estándar.
- Versión Silflash.
- Ojo lateral para verificación del retorno venoso sanguíneo.



*Camisa transparente óptima para la visualización inmediata del retorno venoso.*

*Tapón poroso*



*Retorno sanguíneo*

Código	Calibre (FR)	Calibre (Ga)	Longitud útil de vaina (mm)
651-02-2	2,0	24,00	15,50
651-03-2	3,0	20,00	32,50
651-04-1	4,0	18,00	32,50
651-05-1	5,0	16,00	32,50