

# Le Roy Medical Compresa para Laparotomía. Estéril



**SKU: 3500057**  
45 x 45 cm  
5 piezas



**SKU: 3500058**  
70 x 45 cm  
5 piezas



**SKU: 3500047**  
70 x 45 cm  
6 piezas



**SKU: 3500060**  
70 x 45 cm  
5 piezas



**SKU: 3500059**  
70 x 45 cm  
5 piezas

**Prelavada**

**Prelavada**

**Tejido tipo IV**

**Tejido tipo III**



Sin prelavar



Prelavada

**Descripción:** Compresa para vientre. De algodón con trama radiopaca a los rayos X.

**Contenido de fibra:**  
Algodón 100 %

**Características:**  
Estéril  
4 capas

**Presentación:**  
45 x 45 cm  
70 x 45 cm  
Sin Prelavar.  
Prelavada, reduce al mínimo riesgo de residuos y pelusas.

**Instrucciones de uso:**  
El uso estará determinado por el Profesional de la Salud que realice el procedimiento.

**Almacenamiento:**  
Consérvese en un lugar seco y fresco.

**Vida útil:**  
5 años

**Registro Sanitario:**  
658C94 SSA

**Clave SAT:**  
42311505

