

PerfuPort

Aguja tipo huber

Cód. 1501



PerfuPort es una aguja huber diseñada para la administración (perfusión) de fluidos en pacientes con catéteres implantables con puerto de titanio o polisulfona.

- Esterilizado mediante oxido de Etileno (ETO).
- Clamp para mayor seguridad en la toma de muestra.
- Pieza integrada: las aletas son inyectadas sobre la aguja, generando una pieza única de mayor seguridad.



Punto en "Y" como vía secundaria para administración de medicamentos.



Aguja biselada, no daña el septum de silicona. Fabricada en acero inoxidable.

Producto/ código	Calibre (Ga) x Long.(mm)	Calibre(Ga) x Long.(pulg)	Tipo/ Configurac.	Presentación
*1501-22-20-1	22 Ga x 20 mm	22 Ga x ¾"	90° Alas	10 Unidades
1501-22-25-1	22 Ga x 25 mm	22 Ga x 1"	90° Alas	10 Unidades

** Consultar por disponibilidad.*