

# PAQUETE QUIRÚRGICO GENERAL

REF: EPQ-001

Letra	Descripción	Especificación
A.	1 Campo semiluna reforzado con zona central absorbente	240 x 160 cm
B.	1 Envoltura	
C.	3 Batas quirúrgicas manga larga con puño de algodón	
D.	3 Toallas absorbentes de celulosa	
E.	4 Campos con cintas adhesivas	80 x 80 cm
F.	1 Funda mesa mayo en polietileno con refuerzo	
G.	2 Campos en U de polietileno con fenestración de 20 x 80 cm con cintas adhesivas	
H.	1 Campo operatorio reforzado, fenestración de 30 x 20 cm con cintas adhesivas y porta cables	240 x 160 cm
I.	1 Funda para suturas	



Laminado impermeable



Absorbente



Absorbente impermeable



SMS



PE Film



Polietileno celeste

Presentación x caja máster	Tamaño de caja máster (cm)
4 unidades	47 x 31 x 40 largo - ancho - alto



**Uso:** Producto de un sólo uso - No reutilizar

**Manejo del producto:** Usar sólo si el empaque está sellado correctamente.

**Almacenamiento:** Conservar y almacenar en un lugar limpio, seco y libre de polvo a una temperatura no mayor a 30° C.