

Bata de cirujano (simple) Talla Estándar

REF: BCD-035

Para atención en hospitales (emergencias y tratamientos ambulatorios que necesiten protección personal)

Uso: Producto de un sólo uso - No reutilizar

Manejo del producto: Usar sólo si el empaque está sellado correctamente. Conservar y almacenar en un lugar limpio, seco y libre de polvo a una temperatura no mayor a 30° C.



Descripción

Material 1	Tela no tejida SMMS 35gr. (100% polipropileno).
Material 2	Tela estoquinete
Dimensiones	Largo x Ancho: 125 x 154 cm, rango de tolerancia (+/- 2 cm) largo de manga 65 cm y puño estoquinete. Apertura posterior con tiras de amarre y ribete redondo en el cuello.
Presentación	70 unidades/caja
Empaque	Individual
Procedencia	Ecuador



Repelente a fluidos



Antiestática



Mayor protección



Transpirable

VERSIÓN: 01

DIRECCIÓN: SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR OE7-264 Y AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI. ENTRE PUENTE 2 Y 3 (VÍA A QUITO)

TELÉFONOS: (02) 2836032 / 2836064 / 2836021

QUITO - ECUADOR

www.dhisve.com